



Übersicht Fußplatten

Variabel winkelstabil, Titan

Für Schrauben D 2,7 mm Art. Nr.: 3.125.xx und D 3,5 mm Art. Nr. 3.136.xx
(Kopf D 5,0 mm)

Vorfuß:

Artikel-Nr. Bezeichnung

5.2803.18 **Doppelstegplatte, 4-Loch**
16 mm breit x 18 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm
Steg 1,5 mm



5.2803.20 **Doppelstegplatte, 4-Loch**
18 mm breit x 20 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm,
Steg 1,5 mm



5.2803.20d **Doppelstegplatte, 4-Loch**
18 mm breit x 20 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm,
Steg 1,0 mm



5.2803.22 **Doppelstegplatte, 4-Loch**
16 mm breit x 22 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm,
Steg 1,5 mm



5.2803.24 **Doppelstegplatte, 4-Loch**
18 mm breit x 24 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm
Steg 1,5 mm



5.2803.37 **Doppelstegplatte, 8-Loch**
16 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm
Steg 1,5 mm



5.2843.18 Gerade Platte, 2-Loch
8 mm breit x 18 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2843.37K Gerade Platte, 4-Loch (ein DC-Loch)
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2763.28 L-AD-Platte; 2/2 Loch; schräg; rechts
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 28 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2773.28 L-AD-Platte; 2/2 Loch; schräg; links
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 28 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2763.37 L-AD-Platte; 2/3 Loch; schräg; rechts
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2773.37 L-AD-Platte; 2/3 Loch; schräg; links
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2783.28 T-AD-Platte; 2/2 Loch;
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 28 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm




5.2783.37K T-AD-Platte; 2/3 Loch; (1 DC-Loch)
Breite im Kopf 16 mm
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm



5.2793.41 MTP-Arthrodesenplatte nach Handel
6-Loch, (2 DC-Löcher)
16 mm breit x 41 mm lang,
Plattendicke 1,5 mm

MetaTarsoPhalangealgelenks-Arthrodesese



Rückfuß

5.2833.33 T-AD-Platte, 2/2 Loch
Breite im Kopf 20 mm,
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm, Länge 33 mm



5.2833.33K T-AD-Platte, 2/2 Loch, (1 DC-Loch)
Breite im Kopf 20 mm,
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm, Länge 33 mm



5.2833.38 T-AD-Platte, 2/2 Loch
Breite im Kopf 20 mm,
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm, Länge 38 mm



5.2833.38K T-AD-Platte, 2/2 Loch, (1 DC-Loch)
Breite im Kopf 20 mm,
8 mm breit x 37 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm, Länge 38 mm



5.2833.43K T-AD-Platte, 2/3 Loch, (1 DC-Loch)
Breite im Kopf 20 mm,
Breite im Schaft 6 mm,
Plattendicke 2,0 mm, Länge 43 mm



5.2813.23 Interpositions-Platte, 4-Loch
20 mm breit x 23 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2813.28d Interpositions-Platte, 4-Loch
20 mm breit x 28 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2813.28 Interpositions-Platte, 5-Loch
20 mm breit x 28 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2813.33 Interpositions-Platte, 5-Loch
20 mm breit x 33 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2823.38 Multi-AD-Platte, 6-Loch
20 mm breit x 38 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2823.43 Multi-AD-Platte, 6-Loch
20 mm breit x 43 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2823.53 Multi-AD-Platte, 8-Loch
20 mm breit x 53 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2823.68 Multi-AD-Platte, 10-Loch
20 mm breit x 68 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2823.83 Multi-AD-Platte, 12-Loch
20 mm breit x 83 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2893.74 LCF-Platte nach Köck, Links
26 mm breit x 74 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



5.2883.74 LCF-Platte nach Köck, Rechts
26 mm breit x 74 mm lang,
Plattendicke 2,0 mm



Lateral Column Fusion

Preise zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer

Achtung

Verwenden Sie die winkelstabilen Schrauben ausschließlich mit dem zu dem jeweiligen Schraubendurchmesser gehörenden Zubehör zum Vorbohren der Schraubenlöcher!

Schraube D 2,7 (Kopf 5,0) Art.-Nr. 3.125.xx

Bohrer D 2,0 mm	<u>Art.-Nr.</u> 2.904.04
Bohrhülse winkelstabil für Kopf 5,0 für Schrauben 2,7 mm	2.977.11
Bohrhülse variabel winkelstabil für Kopf 5,0 für Schrauben 2,7 mm	2.977.10

Schraube D 3,5 (Kopf 5,0) Art.-Nr. 3.136.xx

Bohrer D 2,5 mm	<u>Art.-Nr.</u> 2.904.06
Bohrhülse winkelstabil für Kopf 5,0 für Schrauben 3,5 mm	2.977.13
Bohrhülse variabel winkelstabil für Kopf 5,0 für Schrauben 3,5 mm	2.977.12

Wir hoffen, dass unser Fußplattensortiment Ihren Vorstellungen entspricht.
Über Ihren geschätzten Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Königsee Implantate GmbH

